

无血清细胞冻存液

货号：ZY-C001

产品简介

细胞冻存液为即用型产品，不含血清和动物源性蛋白。因此，不仅降低了各类细菌、病毒、支原体等污染风险，保证冻存细胞的安全，而且减少外源性蛋白对细胞正常生长和分化的影响。此外，无需程序降温，可长期-80℃保存细胞，适用于绝大多数哺乳动物细胞的冻存。

产品使用

1. 细胞冻存

(1) 贴壁细胞：移除细胞培养基，用无菌 1×PBS 轻轻清洗细胞一次以除去残余的血清，再加入适量的胰酶消化液消化细胞。消化完成后立即加入适量含血清的细胞培养基以终止胰酶，随后轻轻吹打细胞，并适当吹散和重悬。

注：不可过度消化细胞，以刚好能把细胞吹打下来为最佳。过度消化后的细胞由于生长状况较差，通常不宜再冷冻保存。吹打和重悬的过程也应轻柔，否则可能会影响细胞复苏时的存活率。

悬浮细胞：从步骤（3）开始执行。

(2) 将细胞悬液转移至合适的离心管中。

(3) 细胞计数，建议细胞存活率不低于 90%，计算细胞总数和所需细胞冻存液的量。细胞的冻存密度一般为 1×10^6 - 5×10^6 cells/mL。

(4) 100-200g，离心 5-10 min，弃上清。离心速度和时间取决于细胞类型。



(5) 加入计算好的细胞冻存液体积，用移液枪轻轻吹打重悬细胞，根据细胞类型调整细胞密度（一般为 1×10^6 cells/mL 或更高）。

(6) 分装：将上述细胞悬液分装于 1.5 mL 或 2 mL 细胞冻存管中，并做好标记。

注：如果后续放入液氮罐中保存，须使用可用于液氮冻存的细胞冻存管。

(7) 将细胞冻存管放置于 -80°C 冰箱中。

注：如果后续拟放入液氮中长期保存，可在 -80°C 冰箱内保存 24h 后移入液氮罐内。

2. 细胞复苏：

(1) 从 -80°C 冰箱或液氮中取出冻存管，立即放入 37°C 水浴锅中，轻轻晃动少于 1 min，直至残留小部分冰块。

(2) 将上述细胞悬液转移至 15 mL 无菌离心管中，加入 5-10 mL 预热的完全培养基，轻轻混匀。

注：对于一些复苏效率很高的细胞也可直接将细胞悬液转移至离心管进行下一步。

(3) 100-200g，离心 5-10 min，离心速度和时间取决于细胞类型。

(4) 沉淀细胞，小心去除上清。

(5) 加入适量预热的完全培养基，轻轻吹匀后转移至培养器皿中，置于细胞培养箱中培养。

保存

2-8 $^{\circ}\text{C}$ 避光保存，有效期 2 年。



注意事项

- (1) 本品是无菌溶液，处理细胞时，确保无菌条件。使用无菌工作台和工具，防止细菌或其他可能危害细胞健康和储存质量的污染。
- (2) 对于某些珍贵的细胞，建议同时使用含 FBS 的常规冻存液进行对比测试，确认性能后再进行正式冻存。
- (3) 冻存细胞分装后应尽快移入 -80°C 超低温冰箱内，减少在外存放时间。
- (4) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- (5) 本产品仅用于科研。

