

# BCA蛋白浓度测定试剂盒

货号：ZY-PR005

## 产品简介

碱性条件下，蛋白将  $\text{Cu}^{2+}$  还原为  $\text{Cu}^+$ ， $\text{Cu}^+$  与 BCA 试剂形成紫蓝色的络合物，测定其在 562nm 处的吸收值，并与标准曲线对比，即可计算待测蛋白的浓度。常用浓度的去垢剂 SDS，Triton X-100，Tween 不影响检测结果，但受螯合剂(EDTA，EGTA)、还原剂 (DTT，巯基乙醇) 和脂类的影响。实验中，若发现样品稀释液或裂解液本身背景值较高，可试用 Bradford 蛋白浓度测定试剂盒。




图 1. 左图为微孔板法检测标准曲线，横轴为 BSA 不同浓度梯度，纵轴为对应 562nm 处吸光值。右图为不同浓度梯度标准品实际的显色效果（孵育时间 30min）。

注：图中数据仅供参考，以实际检测结果为准。



## 操作说明（仅供参考）

### 二、分光光度计法

1. 配制工作液: 根据标准品和样品数量, 按 50 体积 BCA 试剂加 1 体积 Cu 试剂 (50:1) 配制成 BCA 工作液, 充分混匀(混合时可能会有浑浊, 但混匀后就会消失)。BCA 工作液室温 24 小时内稳定。

2. 稀释标准品: 取 100 $\mu$ L BSA 标准品用 PBS 稀释至 1mL (样品一般可用 PBS 稀释), 使终浓度为 0.5mg/mL。

3. 取八支 (或者更多) 5mL 离心管, 标上号, 按下表加入试剂。对应的标准品浓度分别为 0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mg/ml。

离心管号	1	2	3	4	5	6	7 (样品管1)	8 (样品管2)	9 (样品管3)
标准蛋白 BSA	0	40 $\mu$ L	80 $\mu$ L	120 $\mu$ L	160 $\mu$ L	200 $\mu$ L	200 $\mu$ L 适当稀 释的样品 1	200 $\mu$ L 适当稀 释的样品 2	.....
PBS	200 $\mu$ L	160 $\mu$ L	120 $\mu$ L	80 $\mu$ L	40 $\mu$ L	0	0	0	0
BCA 工作液	2mL	2mL	2mL	2mL	2mL	2mL	2mL	2mL	2mL

4. 37 $^{\circ}$ C 放置 15-30 分钟。用分光光度计测 562nm 处吸光值, 根据标准曲线计算出蛋白浓度。



## 注意事项

1. 长期不用时，Cu 试剂与 PBS 稀释液可置于 2-8℃保存，如发现细菌污染则应丢弃。BCA 试剂在低温条件下出现结晶沉淀时，可 37℃温育使其完全溶解，不影响使用。
2. 样品中若含有较多干扰物质时，请采用 Bradford 蛋白浓度测定试剂盒。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 保存条件

室温保存（BSA 以附件形式发送，收到后请在-20℃保存），有效期 1 年。

